

Scheda Tecnica P1000

Iperestensore a tre punti

Profilo prodotto

Codice
P1000

Descrizione
Iperestensore a tre punti

Nome commerciale
Stabil-T

Caratteristiche

- Struttura con telaio a cornice in lega leggera di alluminio. Assenza di spigoli sul metallo per il massimo comfort;
- Regolazione laterale e viti. Regolazione superiore telescopica (non serve togliere le viti)
- Possibilità di regolazione della inclinazione degli ascellari mediante sistema dentato in corrispondenza degli angoli ascellari (ogni 7,5°);
- Innovativa molla polimerica per il basculamento della banda pelvica (possibilità di bloccaggio a 0° e a 18° mediante perni filettati);
- Placca sternale fluttuante;
- Nuovo cinturone con regolazione della lunghezza a triplo passaggio. Clip per fissare la parte in eccedenza;
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza;
- Parti imbottite in materiale idrorepellente, adatte all'immersione in acqua : PE ricoperto in vilpelle atossica;
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale

Indicazioni

- Fratture traumatiche (T10-L1/L2)
- Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2);
- Osteomalacie fratturose
- Artrosi dorso-lombare
- Sostitutivo del corsetto gessato

Precauzioni d'uso

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni
È consigliabile non stringere eccessivamente l'ortesi per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti.
È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle.
In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.
È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici



Taglia/misura

Codice: REF.P1000									
Taglia	XS	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL
Circonf. bacino cm	50/60	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza cm*	30/37	34/42	34/41	36/46	40/52	36/46	40/52	38/49	42/54
Colore grigio									

*presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)

Confezione

Sacchetto in polietilene e scatola in cartone

Avvertenze

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni.

In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.



ORTHO SERVICE AG
Sede: Via Milano 7 – CH-6830 Chiasso - Switzerland
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com

Sede italiana

RO+TEN srl
Sede legale: Via F.lli Ruffini 10 - 20123 Milano
Sede operativa ed amministrativa: Via Comasina, 111 – Verano B.za MB
tel. +39 039 6014094 - fax +39 039 6014234 - info@roplusten.com - www.roplusten.com

