

 MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER	SCHEDA TECNICA LENZUOLINO TUBOLARE "TUBULAR"	Rev. 0 GEN /2014
	DEMARTA VIRGINIO SAS Via Bozzalla 20 - 13814 - Pollone - BI - Italy Tel. 015 9555440 Fax. 015 9555441	

DESTINAZIONE D'USO

Il lenzuolino tubolare "TUBULAR" facilita il posizionamento del paziente allettato. Può essere utilizzato anche in sala raggi poiché è radiotrasparente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Il lenzuolino è composto da ULF (Ultra Low Friction).
- E' radiotrasparente.
- Portata Trasferimento: 250 Kg.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Posizionare il lenzuolino tra il paziente e il letto in modo tale che i due lati dello stesso scorrano l'uno sull'altro. Muovere il paziente nella posizione o direzione desiderata.

DIMENSIONI

03.04.11210 - 190 x 75
03.04.11230 - 110 x 75
03.04.11250 - 70 x 75

MANUTENZIONE

Il lenzuolino è lavabile in lavatrice a 40° C.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Utilizzare e conservare in posizione orizzontale.
- Il prodotto deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali.

SMALTIMENTO

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative vigenti nel paese.

CODICE ARTICOLO

03.04.11210
03.04.11230
03.04.11250

CODICE ISO: "Inesistente"

RDM: 99504/R

CND: Y0899

NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

- CLASSIFICAZIONE CE - (DIRETTIVA 93/42/CEE) - Classe I non in vitro e senza funzione di misura.
- EN-ISO 12182:2012
- UNI CEI EN ISO 14971:2012

