

## CAVIGLIERA PUSH AEQUI ORTHO

Un solo rinforzo sul lato mediale, che agisce da ancoraggio e da stabilizzatore. Il rinforzo è più rigido nella parte centrale, più morbido e flessibile sui bordi e possiede una depressione per alloggiare il malleolo mediale. La zona plantare è flessibile, per consentire la flessione dorsale e plantare del piede. La stabilizzazione è completata da una robusta cinghia anelastica, disposta da laterale a mediale. Le cinghie elastiche esercitano la compressione attorno alla caviglia e sono regolabili.

**Indicazioni:** instabilità grave della caviglia, trattamento funzionale delle lesioni acute dei legamenti della caviglia, trattamento secondario di fratture della tibiotarsica, prevenzione secondaria delle lesioni dei legamenti della caviglia.

Mis.: 1-2-3

Cod. PO3201ACD DX PO3201ACS SX