

**SEDILE PER VASCA
AB-200**

Codice	AB-200
--------	---------------

Descrizione ed indicazioni

Sedile per vasca con appoggi regolabili in larghezza . Ausilio per la cura e l'igiene personale.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.


Caratteristiche

Seduta ergonomica con scarichi per facilitare il deflusso dell'acqua.

Regolazione in larghezza degli appoggi.

Puntali di appoggio in gomma antiscivolo.

Materiali resistenti alla corrosione.



Materiali componenti

Struttura: alluminio anodizzato

Seduta: 70% polipropilene 30% fibra di vetro

Puntali: gomma antiscivolo

Dati tecnici

Dimensioni seduta: **37 x 30 cm**

Regolazione in larghezza degli appoggi: **67-77 cm**

Peso: **1,5 kg**

Portata: **120 kg**

**SEDILE PER VASCA
AB-200**

Pulizia

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali prodotti a base alcolica.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y093303

Progressivo di registrazione: 1402725



Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

MADE IN ITALY