

BASTONE PER NON VEDENTI

Ref. BC-44 / BC-48 / BC-52




Immagine indicativa del prodotto.

Descrizione

Bastone per non vedenti, in alluminio anodizzato, con struttura pieghevole in più sezioni e impugnatura morbida dotata di laccio di sicurezza.

Sezione tubo terminale verniciato di rosso con puntale in teflon rigido per un miglior scorrimento a contatto con le superfici.

Destinazione d'uso

Dispositivo utilizzato da persone con scarse o nulle capacità visive.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Y120303	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	BC-44 BC-48 BC-52	1581538/R 1581544/R 1581546/R
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ n/a
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2017	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	

Caratteristiche Tecniche

Forma dell'impugnatura	Diritta
Struttura	Pieghevole in più sezioni
Lunghezza totale del bastone	BC-44 : 112 cm BC-48 : 128 cm BC-52 : 137 cm
Materiali	Bastone in alluminio anodizzato. Impugnatura rivestita in gomma. Puntale in Teflon rigido.
Peso	200 g
Portata massima	90 kg

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Prestare attenzione all'impiego del bastone su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
BC-XX**	Bastone per non vedenti	1

**La confezione contiene un bastone della misura scelta secondo il relativo codice prodotto richiesto.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

