

Scheda Tecnica

1321 - 1353

**Busto semirigido per addome prominente
con tiranti in elastico**

Profilo prodotto

Codice

1321 (donna) - 1353 (uomo)

Descrizione

Busto semirigido per addome prominente con tiranti in elastico

Nome commerciale

Sat



Caratteristiche

- Chiusura laterale a Velcro® con tasca di accompagnamento;
- Sagomatura speciale per favorire comfort e aderenza;
- Bordatura indemagliabile;
- 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
- Sistema di trazione a larghe bande elastiche per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione;
- Tiranti con verricelli per il sostegno e la vestibilità;
- Tessuto in cotone con una minima percentuale di elastan.

Indicazioni

- Lombalgie;
- Lombo sciatralgie e lombocruralgie;
- Spondilo artrosi e discopatie lombari;
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari;
- Decorso post-operatorio;
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari;
- Trattamento della frattura dei processi trasversi;
- Scoliosi degenerativa lombare;
- Spondilolisi con o senza listesi vertebrale.

Precauzioni d'uso

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni.

È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle.

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.

Taglia/misura

codice	1321					
taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circ. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	125/135
alt. ant. cm	31	31	31	31	31	31
alt. post. cm	38	38	38	38	38	38
colori	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

codice	1353					
taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
circonf. bacino cm	70/90	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
alt. ant. cm	31	31	31	31	31	31
alt. post. cm	35	35	35	35	35	35
colori	beige					

Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Confezione

Sacchetto in polietilene e Scatola in cartone

Avvertenze

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni.

In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico



ORTHOSERVICE AG
Sede: Via Milano 7 - CH-6830 Chiasso - Switzerland
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com

**Sede
italiana**

RO+TEN srl
Sede legale: Via F.lli Ruffini 10 - 20123 Milano
Sede operativa ed amministrativa: Via Comasina, 111 - Verano B.za MB
tel. +39 039 6014094 - fax +39 039 6014234 - info@roplusten.com - www.roplusten.com

