

Scheda Tecnica 1370

Busto spallaccio dorso lombare semirigido, a trazione antero-posteriore

Profilo prodotto

Codice
1370

Descrizione

Busto spallaccio dorso lombare semirigido, a trazione antero-posteriore

Nome commerciale
Sat70

Caratteristiche

- Trazione dorsale : innovativo sistema inverso (antero-posteriore) per un sostegno ottimale;
- Trazione lombare : sistema a tiranti elastici per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione;
- Chiusura anteriore a Velcro;
- Spalline con ascellari imbottiti
- 4 guide posteriori per l'inserimento delle stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione;
- Tessuto in cotone con una minima percentuale di elasthan;
- Spalline in MTP biaccoppiato

Indicazioni

- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi;
- Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte;
- Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica.

Precauzioni d'uso

È consigliabile indossare un indumento evitando il contatto diretto con la pelle.

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.



Taglia/misura

Codice: REF. 1370						
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
bacino cm	(70/80)	(80/90)	(90/100)	(100/110)	(110/120)	(120/130)
Altezza anter. cm	21 (23)	21 (23)	21 (23)	21 (23)	21 (23)	21 (23)
Altezza poster. cm	21 (23)	21 (23)	21 (23)	21 (23)	21 (23)	21 (23)
Colore beige						

Confezione

Scatola

Avvertenze

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni.

In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico



ORTHOSERVICE AG
Sede: Via Milano 7 – CH-6830 Chiasso - Switzerland
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com

Sede italiana

RO+TEN srl
Sede legale: Via F.lli Ruffini 10 - 20123 Milano
Sede operativa ed amministrativa: Via Comasina, 111 – Verano B.za MB
tel. +39 039 6014094 - fax +39 039 6014234 - info@roplusten.com - www.roplusten.com

