



## **EUPRESS GRIP**

Maglia tubolare elasticizzata. Conferisce sostegno e compressione graduata ai muscoli e alle strutture articolari. Coadiuvata la riabilitazione dopo la rimozione di splints e apparecchi gessati. Contrasta l'edema e aiuta la circolazione sanguigna. Mantiene in sito le medicazioni sia agli arti che al tronco. Anallergico, traspirante.

Indicazioni: riabilitazione - bendaggio su medicazioni - edema da stasi venosa e linfatica - varici degli arti inferiori - prevenzione dei fenomeni tromboembolici.

Cod.:

R011B circonf. 6,25 cm mano o arto piccolo

R011C circonf. 6,75 cm braccio medio, caviglia piccola

R011D circonf. 7,50 cm braccio grande, caviglia media, ginocchio piccolo

R011E circonf. 8,45 cm caviglia grossa, ginocchio medio, coscia sottile

R011F circonf. 10,00 cm coscia media e ginocchio grande

R011G circonf. 12,00 cm coscia grande